

APLW 068
 Injektordüse
 mit Halterung Ø 6, Länge 275 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

EAN: 4002516116349 / Materialnummer: 11105280 / Alte Materialnummer: 69306800D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	70
Außenmaß, Nettobreite in mm	85
Außenmaß, Nettotiefe in mm	287
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,09
Bruttogewicht in kg	0,15