

APLW 082  
Waschgutfixierung  
für Injektordüse, Höhe 200 mm.



EAN: 4002516116585 / Materialnummer: 11105420 / Alte Materialnummer: 69308200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	87
Außenmaß, Nettobreite in mm	87
Außenmaß, Nettotiefe in mm	225
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	350
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03