


APLW 083  
Waschgutfixierung  
für Injektordüse, Höhe 130 mm.



EAN: 4002516116592 / Materialnummer: 11105430 / Alte Materialnummer: 69308300D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	50
Außenmaß, Nettobreite in mm	50
Außenmaß, Nettotiefe in mm	133
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03