

APLW 086

Flaschenhalsaufnahme

Ø 45 mm, für Injektordüsen Ø 6 mm.



EAN: 4002516116646 / Materialnummer: 11105460 / Alte Materialnummer: 69308600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	33
Außenmaß, Nettobreite in mm	33
Außenmaß, Nettotiefe in mm	70
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,05