

APLW 091  
Aufnahme  
für Injektordüsen Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Materialnummer: 11105510 / Alte Materialnummer: 69309100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	17
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00