

APLW 092

Blindstopfen

zum Verschließen von nicht genutzten Öffnungen an Beladungsträgern.

EAN: 4002516116714 / Materialnummer: 11105520 / Alte Materialnummer: 69309200D



Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	12
Außenmaß, Nettobreite in mm	12
Außenmaß, Nettotiefe in mm	15
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00