

A 844/2

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 2,5, Länge 80 mm, 10 Stück.



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit 10 Düsen

EAN: 4002516188926 / Materialnummer: 11115500 / Alte Materialnummer: 69684402D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------------------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektordüse | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 80 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 60 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 55 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 107 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 130 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 195 |
| Nettogewicht in kg | 0,10 |
| Bruttogewicht in kg | 0,21 |