

A 845/1

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 2,5, Länge 125 mm, 5 Stück.



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 6 bis 55 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 5 mm
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516188940 / Materialnummer: 11116120 / Alte Materialnummer: 69684501D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------------------|
| Laborspüler | • |
| Großraum-Laborspüler | • |
| SlimLine-Laborspüler | • |
| Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung | • |
| Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung | • |
| SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8636 [IPC] | • |
| PLW 8636 [LAB / LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 7111 [IPC] | • |
| Produktkategorie | |
| Injektordüse | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 125 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 60 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 55 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 85 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 120 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 150 |
| Nettogewicht in kg | 0,06 |
| Bruttogewicht in kg | 0,13 |