

A 300/3

Modul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausgerüstet mit 8 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Bestückt mit 4 Düsen A 840 und 4 Düsen A 841
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe

EAN: 4002516188964 / Materialnummer: 11116900 / Alte Materialnummer: 69630003D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	8
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	8
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	228
Außenmaß, Nettobreite in mm	208
Außenmaß, Nettotiefe in mm	479
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	515
Nettogewicht in kg	1,47
Bruttogewicht in kg	1,91
<b>Beipack</b>	
A 840, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 130 mm [Anzahl]	4
A 841, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 210 mm [Anzahl]	4