


A 301/5

Modul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausgerüstet mit 18 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Bestückt mit 9 Düsen A 842 und 9 Düsen A 843
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 78 mm in der Tiefe

EAN: 4002516188971 / Materialnummer: 11116950 / Alte Materialnummer: 69630105D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	18
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	203
Außenmaß, Nettobreite in mm	232
Außenmaß, Nettotiefe in mm	480
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	515
Nettogewicht in kg	2,16
Bruttogewicht in kg	3,17
<b>Beipack</b>	
A 842, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 90 mm [Anzahl]	9
A 843, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 185 mm [Anzahl]	9