


A 302/3

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausgerüstet mit 32 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Bestückt mit 16 Düsen A 844 und 16 Düsen A 845
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 60 mm in der Breite, 57 mm in der Tiefe

EAN: 4002516188988 / Materialnummer: 11116960 / Alte Materialnummer: 69630203D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	32
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	143
Außenmaß, Nettobreite in mm	238
Außenmaß, Nettotiefe in mm	479
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	135
Außenmaß, Bruttobreite in mm	290
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	590
Nettogewicht in kg	1,49
Bruttogewicht in kg	2,67
<b>Beipack</b>	
A 844, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 80 mm [Anzahl]	16
A 845, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 125 mm [Anzahl]	16