

APWD 073

Adapter

zur Positionierung von zusätzlichen Injektordüsen APWD 072 im Korb APWD 061.

EAN: 4002516122296 / Materialnummer: 11127500 / Alte Materialnummer: 68407300D



<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Adapter	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01