

AK 12/1

Einsatz

zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Geeignet für z. B. Bechergläser, Trichter und Muttermilchpumpen
- Mit flexiblen Haltegriffen
- Geeignet für viele Ober- und Unterkörbe sowie Beladungswagen

EAN: 4002516343714 / Materialnummer: 11131690 / Alte Materialnummer: 69501204D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	122
Außenmaß, Nettobreite in mm	224
Außenmaß, Nettotiefe in mm	434
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	450
Nettogewicht in kg	0,65
Bruttogewicht in kg	1,07