

AK 12/1

Einsatz

zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Geeignet für z. B. Bechergläser, Trichter und Muttermilchpumpen
- Mit flexiblen Haltegriffen
- Geeignet für viele Ober- und Unterkörbe sowie Beladungswagen

EAN: 4002516343714 / Materialnummer: 11131690 / Alte Materialnummer: 69501204D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•

AK 12/1
Einsatz
zur Aufnahme von diversen Utensilien.



EAN: 4002516343714 / Materialnummer: 11131690 / Alte Materialnummer: 69501204D

Aufbereitung von diversen Utensilien

•

Produkteigenschaften

Material Edelstahl

Farbe Edelstahl

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 122

Außenmaß, Nettobreite in mm 224

Außenmaß, Nettotiefe in mm 434

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 125

Außenmaß, Bruttobreite in mm 245

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 450

Nettogewicht in kg 0,65

Bruttogewicht in kg 1,07