

ProCare Shine 12 GC - 40 Tabs

Reiniger-Tabs, 40 Stück

zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Besonders einfaches Handling dank wasserlöslicher Folie
- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Enthält Aktivsauerstoff, frei von Phosphat und Aktivchlor
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen

EAN: 4002516200055 / Materialnummer: 11226760 / Alte Materialnummer: 61914301EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	Gut
Entfernung von Stärke/Eiweiß	Gut
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	Gut
Entfernung von eingebranntem Fett	Gut
Entfernung von Fett	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 Tab
Intensität der Verschmutzung	Leicht bis Mittel
pH-Wert der Anwendungslösung	10,2
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Tab
Wasserlösliche Folie	•
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Frei von Phosphaten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	148
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	74
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	190
Anzahl Tabs	40
Füllgewicht in g	640
Bruttogewicht in kg	1
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: AT/038/006	•