


E 319/4

Flächensieb

zum optimalen Schutz vor Verschmutzung durch Etiketten oder Glassplitter.



- Flächensieb für Grobschmutz
- Verhindert die Verschmutzung durch Etiketten von Laborgläsern
- Verhindert die Verschmutzung durch Glassplitter bei Glasbruch
- Zur Nutzung in allen PG 85-Untertisch-Laborspüler

EAN: 4002516207429 / Materialnummer: 11237950 / Alte Materialnummer: 69531905D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	57
Außenmaß, Nettobreite in mm	455
Außenmaß, Nettotiefe in mm	513
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	475
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht in kg	2,37
Bruttogewicht in kg	2,98