

## A 12/2 Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.

EAN: 4002516237068 / Materialnummer: 11238030 / Alte Materialnummer: 69501205D



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Bedeckt die halbe Beladefläche eines Korbes
- Nicht verwendbar in PG 8536

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Unterlage	•
Unterlegrahmen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	237
Außenmaß, Nettobreite in mm	448
Außenmaß, Nettotiefe in mm	14
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	65
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	0,39
Bruttogewicht in kg	0,57