


A 11/2 Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.

EAN: 4002516340119 / Materialnummer: 11239130 / Alte Materialnummer: 69501103D



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Nicht verwendbar in PG 8536

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Unterlage	•
Unterlegrahmen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1
Außenmaß, Nettobreite in mm	476
Außenmaß, Nettotiefe in mm	443
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	505
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	430
Nettogewicht in kg	0,71
Bruttogewicht in kg	1,08