

A 320  
Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm

EAN: 4002516237082 / Materialnummer: 11295510 / Alte Materialnummer: 69632000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Unterlegplatten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	237
Außenmaß, Nettotiefe in mm	536
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	0,47
Bruttogewicht in kg	0,63