


A 321  
Einsatz  
zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- Geeignet für z. B. Bechergläser, Trichter und Muttermilchpumpen
- Mit flexiblen Haltegriffen

EAN: 4002516237099 / Materialnummer: 11309380 / Alte Materialnummer: 69632100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	81
Außenmaß, Nettobreite in mm	240
Außenmaß, Nettotiefe in mm	545
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	585
Nettogewicht in kg	0,76
Bruttogewicht in kg	0,99