

ProCare Tex 20 OB - 10 l
Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 10 l
auf Sauerstoffbasis.



- Zur optimalen Entfernung von hartnäckigen Flecken
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren

EAN: 4002516365488 / Materialnummer: 11520320 / Alte Materialnummer: 59703201DE

| | |
|---|-------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Waschmaschinen | • |
| Waschwirkung | |
| Bleichwirkung | Sehr gut |
| Dosierempfehlung | |
| pH-Wert bei 20 °C | 1,5-2,5 |
| Dosierung | |
| Anpassung der Dosierkonzentration möglich | • |
| Für eine automatische Dosierung geeignet | • |
| Einsetzbar bei allen Wasserhärten | • |
| Produkteigenschaften | |
| Medienart | Bleichmittel |
| Alkalität | Sauer |
| Aggregatsform | Flüssigkonzentrat |
| Inhaltsstoffe | Aktivsauerstoff |
| Phosphatfrei | • |
| Idealer Sauerstoffträger in Waschflotten | • |
| Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren | • |
| Dichte (bei 20°C) in g/cm ³ | 1,13 |
| Absolut rückstandsfreie Zersetzung | • |
| Optimaler Zusatz für alle Waschmittel | • |
| Lagerhinweise | |
| Minimale Lagertemperatur in °C | 0 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 40 |
| Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen | • |
| Mindesthaltbarkeit in Monaten | 12 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 314 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 202 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 230 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 306,00 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 204,00 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 228,00 |
| Füllgewicht in g | 11300 |
| Bruttogewicht in kg | 12,00 |
| Füllmenge in ml | 10000 |
| Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen | |
| GHS/CLP-Konform | • |
| Explosivstoffverordnung | • |