Miele

ProCare Tex 20 OB - 20 I Bleichmittel, Flüssigkonzentrat, sauer, 20 I auf Sauerstoffbasis.



- Zur optimalen Entfernung von hartnäckigen Flecken
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren

EAN: 4002516365495 / Materialnummer: 11520350 / Alte Materialnummer: 59703301DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	1,5-2,5
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Für eine automatische Dosierung geeignet	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Bleichmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff
Phosphatfrei	•
Idealer Sauerstoffträger in Waschflotten	•
Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere	•
Stabilisatoren	
Dichte (bei 20°C) in g/cm³	1,13
Absolut rückstandfreie Zersetzung	•
Optimaler Zusatz für alle Waschmittel	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich	•
wieder verschließen	
Mindesthaltbarkeit in Monaten	12
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	378,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	256,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
Füllgewicht in g	22000
Bruttogewicht in kg	23,00
Füllmenge in ml	20000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	25555
GHS/CLP-Konform	•
GITO, CEL TOTTOTTI	