

ProCare Tex 70 S - 10 l  
 Weichspüler, Flüssigkonzentrat, sauer, 10 l  
 frei von Mikroplastik.



- Zur optimalen Pflege von Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Gute Antistatik bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen
- Keine verkapselten Duftstoffe

EAN: 4002516365518 / Materialnummer: 11520390 / Alte Materialnummer: 59704201DE

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>   |                   |
| Waschmaschinen  | •                 |
| <b>Waschwirkung</b>   |                   |
| Antistatische Wirkung   | Gut               |
| Aufziehvermögen   | Sehr gut          |
| <b>Dosierung</b>  |                   |
| Anpassung der Dosierkonzentration möglich                                 | •                 |
| pH-Wert der Anwendungslösung  | 3,5-4,5           |
| Für eine automatische Dosierung geeignet                                  | •                 |
| Einsetzbar bei allen Wasserhärten   | •                 |
| <b>Verwendung</b>   |                   |
| Waschsalons   | •                 |
| Hotellerie, Gastronomie   | •                 |
| Reinigung von Sportbekleidung   | •                 |
| Reinigung der Obergarderobe   | •                 |
| Reinigung von Berufsbekleidung  | •                 |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |                   |
| Medienart   | Weichspüler       |
| Alkalität   | Sauer             |
| Aggregatsform   | Flüssigkonzentrat |
| Inhaltsstoffe   | Duftstoffe        |
| Phosphatfrei  | •                 |
| Dichte (bei 20°C) in g/cm <sup>3</sup>                                    | 0,99              |
| Frei von Mikroplastik   | •                 |
| Optimaler Zusatz für alle Waschmittel                                     | •                 |
| <b>Lagerhinweise</b>  |                   |
| Minimale Lagertemperatur in °C  | 4                 |
| Maximale Lagertemperatur in °C  | 40                |
| Trocken und frostsicher lagern  | •                 |
| Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen | •                 |
| Mindesthaltbarkeit in Monaten   | 12                |
| <b>Maße und Gewicht</b>   |                   |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm   | 314               |
| Außenmaß, Nettobreite in mm   | 202               |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm  | 230               |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm  | 306,00            |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm  | 204,00            |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm   | 228,00            |
| Füllgewicht in g  | 9900              |
| Bruttogewicht in kg   | 11,38             |
| Füllmenge in ml   | 10000             |
| <b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>                               |                   |
| GHS/CLP-Konform   | •                 |