

ProCare Tex 11 - 10 kg
 Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 10 kg
 ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.



- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Biologisch wirksame Enzyme, enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutz- und Fettlösekraft

EAN: 4002516365532 / Materialnummer: 11520420 / Alte Materialnummer: 59705201DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	10,0-11,0
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Vollwaschmittel
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff, Alkalin, Enzyme, Optische Aufheller, Zeolithe
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	0,60
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	610
Außenmaß, Nettobreite in mm	300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	120
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	400,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	700,00
Füllgewicht in g	10000
Bruttogewicht in kg	11,00
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•