

ProCare Tex 11 - 20 kg
 Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg
 zur Reinigung weißer Textilien und farbechter Buntwäsche.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Biologisch wirksame Enzyme, enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutz- und Fettlösekraft

EAN: 4002516365549 / Materialnummer: 11520440 / Alte Materialnummer: 59705301DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Lösekraft von Eiweiß	Sehr gut
Lösekraft von Fett	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	10,0-11,0
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Selbstbedienungs-Systeme	•
Hotels und Pensionen	•
Spa, Wellness und Sport	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Vollwaschmittel
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff, Alkalien, Enzyme, Optische Aufheller, Zeolithe
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	0,60
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	750
Außenmaß, Nettobreite in mm	350
Außenmaß, Nettotiefe in mm	140
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	440,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620,00

ProCare Tex 11 - 20 kg
Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg
zur Reinigung weißer Textilien und farbechter Buntwäsche.



EAN: 4002516365549 / Materialnummer: 11520440 / Alte Materialnummer: 59705301DE

Füllgewicht in g	20000
Bruttogewicht in kg	21,00
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•