

ProCare Sure I-PM  
 Prozessindikator, Indikatorbögen  
 zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

EAN: 4002516364702 / Materialnummer: 11577000 / Alte Materialnummer: 68915101D



- Zusätzliche Sicherheit bei routinemäßigem Einsatz
- Einfache Handhabung dank selbstklebender Indikatoren
- 192 Indikatoren pro Verpackungseinheit
- Vollständige Dokumentation mit Formblatt als PDF Download

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Medizinische Laboratorien	•
Apotheken	•
Zahnarztpraxis	•
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Arztpraxen und Kliniken	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	21
Außenmaß, Nettobreite in mm	273
Außenmaß, Nettotiefe in mm	160
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	25
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Bruttogewicht in kg	0