

ProCare Sure I-PM
Prozessindikator, Indikatorbögen
zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

EAN: 4002516364702 / Materialnummer: 11577000 / Alte Materialnummer: 68915101D



Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren

- Zusätzliche Sicherheit bei
routinemäßigem Einsatz
- Einfache Handhabung dank
selbstklebender Indikatoren
- 192 Indikatoren pro
Verpackungseinheit
- Mindesthaltbarkeit 36 Monate ab
Produktionsdatum
- Präzise Applikation mit
Dokumentationsblatt als PDF
Download