

CM 6360 MilkPerfection
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home

EAN: 4002516364061 / Materialnummer: 11594940 / Alte Materialnummer: 29636011D

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschw.CM
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
OneTouch Zubereitung	•
OneTouch for Two Zubereitung	•
DoubleShot	•
Genießerprofile programmierbar	8
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
Bedienkomfort	
Vernetzung Miele@home	•
Display	DirectSensor
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	8,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	300
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemengen in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•

CM 6360 MilkPerfection
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



EAN: 4002516364061 / Materialnummer: 11594940 / Alte Materialnummer: 29636011D

Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Heißwasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Weißer Tee einfach	•
Japan Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,1
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,5
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	251
Gerätehöhe in mm	359
Gerätetiefe in mm	427
Gesamtanschlusswert in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Pumpendruck in bar	15
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4

CM 6360 MilkPerfection
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



EAN: 4002516364061 / Materialnummer: 11594940 / Alte Materialnummer: 29636011D

Mitgeliefertes Zubehör

Edelstahl-Milchlanze	•
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Miele Kaffee 250g	•

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english, español,
 français, hrvatski, italiano,
 magyar, nederlands,
 norsk, polski, portuguis,
 русский, română,
 slovenčina, slovenščina,
 srpski, suomi, svenska,
 türkçe, українська, čeština,
 ελληνικά,