


A 210 Set GYN

Korbset

zur hygienischen und einfachen Aufbereitung von gynäkologischen Instrumenten.



- Zur Aufnahme von 24 GYN-Spekula und weiterem Instrumentarium
- Bestehend aus Ober- & Unterkorb, 4 Einsätzen f. Spekula, Siebkorb
- Einfache Handhabung

EAN: 4002516381945 / Materialnummer: 11613660 / Alte Materialnummer: 69621000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Gynäkologie-Instrumentarium	•
Oberkorb	•
Unterkorb	•
Sonstiger Korb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
GYN-Spekula [Anzahl]	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	630
Außenmaß, Bruttobreite in mm	570
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	570
Nettogewicht in kg	8,60
Bruttogewicht in kg	13,05