

SF-HA 60  
HEPA AirClean Filter mit timestrip®  
schließt Feinstaub und Allergene sicher ein.

EAN: 4002516377269 / Materialnummer: 11639210 / Alte Materialnummer: 41996654EU1



- Hält 99,95% aller Viren, Keime und Partikel zurück.\*
- \* HEPA Klasse 13 nach DIN EN 1822/ 2011 HEPA
- Mit timestrip® Filterwechselanzeige
- Zum Erhalt der Geräteleistung den Filter einmal pro Jahr wechseln
- für Staubsauger Boost CX1