

A 822

Adapter

zur Verwendung des A 814/1 in den Injektorkörben des PWD 8531 & PWD 8532.



- Zur Verwendung im Injektorkorb APWD061

EAN: 4002516428565 / Materialnummer: 11691970 / Alte Materialnummer: 68682200D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Adapter	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	16
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	20
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02