

A 865

Aufnahme

zur optimalen Aufnahme von Multifunktions- & 3F-Spritzen.



EAN: 4002516413752 / Materialnummer: 11709860 / Alte Materialnummer: 69686500D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	121
Außenmaß, Nettobreite in mm	28
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	108
Außenmaß, Bruttobreite in mm	117
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,93

- Nutzbar im Oberkorb A 105/1 und Modul A 315
- Kompatibel zu den Spritzen einer Vielzahl gängiger Hersteller