

A 830/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme der Arbeitssenden zerlegbarer Mundspiegel.

EAN: 4002516429203 / Materialnummer: 11729480 / Alte Materialnummer: 68683001D



- Zur Verwendung im Einsatz E 337/1 und E 802/1
- 3 Fächer Ø 8 mm, 14 Fächer 10 x 19 mm, 2 Fächer 8 x 19 mm
- Handgriffe der Mundspiegel in Fächern der Einsätze einstellbar
- Geeignet für Mundspiegel ≥ 3

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anzahl Fächer	16
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	14
Außenmaß, Nettobreite in mm	49
Außenmaß, Nettotiefe in mm	159
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	67
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02