

A 830/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme der Arbeitssenden zerlegbarer Mundspiegel.



- Zur Verwendung im Einsatz E 337/1 und E 802/1
- 3 Fächer Ø 8 mm, 14 Fächer 10 x 19 mm, 2 Fächer 8 x 19 mm
- Handgriffe der Mundspiegel in Fächern der Einsätze einstellbar
- Geeignet für Mundspiegel  $\geq 3$

EAN: 4002516429203 / Materialnummer: 11729480 / Alte Materialnummer: 68683001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anzahl Fächer	16
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	14
Außenmaß, Nettobreite in mm	49
Außenmaß, Nettotiefe in mm	159
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	67
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02