

APWM 045
Membrandosierpumpen
mit Dosiersteuerung für zwei Flüssigdosiermittel.



- Geeignet für Miele Professional Waschmaschinen ab 12 kg
- Maximale Pumpenleistung und minimaler Wartungsaufwand
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Prozesschemikalien
- Nutzbar mit Dosierlanzen für unterschiedliche Kanistergrößen
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN: 4002516419204 / Materialnummer: 11732600 / Alte Materialnummer: 59510045ZER

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	285
Außenmaß, Nettobreite in mm	370
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	225
Außenmaß, Bruttobreite in mm	335
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht [kg]	5,25
Bruttogewicht in kg	6,07