


APST 009

Halterung, drehbar um 90 Grad  
zur Verwendung im PST 1710 und PST 1720.



- Nimmt bis zu 5 Standard-Trays auf
- Um 90° gedreht nimmt sie bis zu 2 Container/ Kassetten auf
- Nutzfläche – Kassettengröße (mm):  
190 x 70 x 300

EAN: 4002516480815 / Materialnummer: 11748620 / Alte Materialnummer: 68900010D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
<b>Produktkategorie</b>	
Halterung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tablets [Anzahl]	5
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,38
Bruttogewicht in kg	0,90