


APLW 215

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von großvolumigem Laborglas und Flaschen bis 50 Liter.

EAN: 4002516525981 / Materialnummer: 11853940 / Alte Materialnummer: 69621500D



- Einsetzbar in Ebene 1
- Ausgestattet mit einer speziellen Spüldüse
- Ausgestattet mit einem Halterahmen
- Max. Ø der Flasche: 380 mm
- Höhe der Flasche: von 560 mm bis 620 mm
- Ø Flaschenhals: min. 30 mm innen, max. 80 mm außen

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Großvolumiges Laborglas [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	565
Außenmaß, Nettobreite in mm	469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	526
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	590
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	3,84
Bruttogewicht in kg	5,14