

APLW 869  
Akku  
zum Einsatz im ATT 86.



- Ladezeit 5 Stunden
- Ladegerät APLW 868 ist separat erhältlich.
- Ladekapazität: 2,9 Ah

EAN: 4002516562016 / Materialnummer: 11936210 / Alte Materialnummer: 69686900D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	239
Außenmaß, Nettobreite in mm	117
Außenmaß, Nettotiefe in mm	75
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	2,85
Bruttogewicht in kg	3,01
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
RoHS-Richtlinie	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
Spritzwasserschutz IPX5	•
GS	•
TÜV	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•