

APLW DS7111

Nachrüstatz

Flüssigdosierung zur nachträgl. Erweiterung der PLW 7111 um eine 3. Dosierpumpe.

EAN: 4002516648697 / Materialnummer: 11993930 / Alte Materialnummer: 69242001D



- Nachträglicher Einbau durch den Kundendienst
- Für den Einsatz zusätzlicher Prozesschemie
- Es können maximal zwei Nachrüstätze eingebaut werden

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
SlimLine-Laborspüler	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grün, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Atemschutzmasken	•
Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	0,42
Bruttogewicht in kg	0,59