

## Classic C1 Flex - SBAF5

Bodenstaubsauger mit Beutel

mit Teleskoprohr für bequemes Staubsaugen zum günstigen Einstiegspreis.



- Stromsparendes Staubsaugen – 800 W
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Lange flexible Fugendüse zur Reinigung schmaler Spalten
- Besonders leicht – 5,8 kg mit Saugzubehör
- Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 9 m Aktionsradius

EAN: 4002516553854 / Materialnummer: 12029770 / Alte Materialnummer: 41BAF531CE

<b>Bauform</b>	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Classic C1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SBAF5
Gerätefarbe	Lotosweiß
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	6-stufiger Drehregler
XXL-Handgriff	•
Saugrohr	Comfort Compact Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	einseitig
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Nennleistungsaufnahme in W	800
<b>Mobilität</b>	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	9
Kabellänge in m	5,5
<b>Filtersystem</b>	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
<b>Technische Daten</b>	
Wattleistung	800
Lautstärke in dB	79,0
Breite in mm	463
Höhe in mm	221
Gewicht in kg	5,5
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Dreiteiliges Zubehör	am VarioClip
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Fugendüse extralang, flexibel SFD 20	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse SBD 355-3	•
Filter	AirClean Filter
Reinigungsbürste	Nein
Gutschein Staubsaugerbeutel	•