


LAC/DTAPES/500

Bänder

statt Abstreifer, für Mangeln D 500.



- zum sicheren Wäschetransport, speziell bei hoher Geschwindigkeit

EAN: 4002516556763 / Materialnummer: 12035440 / Alte Materialnummer: 59535041D

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>          |      |
| Mangeln                              | •    |
| <b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b> |      |
| D 500-2000                           | •    |
| D 500-2200                           | •    |
| D 500-2500                           | •    |
| D 500-3000                           | •    |
| D 500-3300                           | •    |
| D 500-3500                           | •    |
| <b>Produktkategorie</b>              |      |
| Sonstiges Zubehör                    | •    |
| <b>Maße und Gewicht</b>              |      |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm            | 0    |
| Außenmaß, Nettobreite in mm          | 0    |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm           | 0    |
| Nettogewicht [kg]                    | 1,00 |
| Bruttogewicht in kg                  | 1,00 |