

APWD 326

Adapter

Nachrüstset mit Adaptern für Doppelschläuche von dentalen Lachgassystemen

EAN: 4002516611011 / Materialnummer: 12036440 / Alte Materialnummer: 68632600D



- Enthält 2 Adapter
- Nachrüstset für APWD 325

| | |
|---|--------------------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| Produktkategorie | |
| Adapter | • |
| Sonstiges Zubehör | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff, Silikon |
| Farbe | Edelstahl, Grau |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 65 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 40 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 78 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 80 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 95 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 110 |
| Nettogewicht in kg | 0,46 |
| Bruttogewicht in kg | 0,51 |