


APWD 329

Einsatz

zur Aufbereitung von dentalen Speichelsaugern.



- Geeignet für bis zu 80 dentale Speichelsauger
- 80 Fächer á 18 x 18 mm
- Maschenweite Boden 8 x 8 mm

EAN: 4002516596080 / Materialnummer: 12036470 /
Alte Materialnummer: 69632900D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Sauger [Anzahl]	80
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	223
Außenmaß, Nettobreite in mm	223
Außenmaß, Nettotiefe in mm	80
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,57
Bruttogewicht in kg	0,71