

Boost CX1 Active  
Bodenstaubsauger ohne Beutel  
für maximale Saugleistung in kompaktem Design.



- Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie
- Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive
- Hält selbst kleinste Partikel zurück – Hygiene AirClean Filter
- Vielseitig einsetzbar – Universal-Bodendüse
- Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr

EAN: 4002516598916 / Materialnummer: 12133580 / Alte Materialnummer: 41NRF330CE

<b>Bauform</b>	
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•
Produktmarke	Boost CX1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SNRF3
Gerätefarbe	Graphitgrau
<b>Reinigung</b>	
Vortex-Technologie	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System zum Abstellen	einseitig
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Nennleistungsaufnahme in W	890
<b>Mobilität</b>	
TrackDrive	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	6,5
<b>Filtersystem</b>	
Abluftfilter	Hygiene AirClean Filter
Staubbehältervolumen in l	1,0
<b>Technische Daten</b>	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	78,0
Breite in mm	400
Höhe in mm	280
Gewicht in kg	7,8
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Bodendüse SBD 365-3	•
Reinigungsbürste	Nein