

APLW 870

Injektordüsen-Set

mit Auflage, zur Reinigung von Sedimentiergefäßen (Imhoff-Kegeln).



- Set bestehend aus 4 Spezialdüsen mit Haltern
- Max. Durchmesser 120 mm, max. Höhe 470 mm
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 300/2
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 300/3
- Zur Verwendung mit separat erhältlichem Injektor-Modul A 620
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516638124 / Materialnummer: 12151110 / Alte Materialnummer: 69687000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Messzylinder [Anzahl]	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	85
Außenmaß, Nettobreite in mm	175
Außenmaß, Nettotiefe in mm	290
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,39
Bruttogewicht in kg	0,56