

ProCare Dent 11 A - 10 kg  
 Pulverreiniger, alkalisch, 10 kg  
 zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten.



- Geeignet für Dentalinstrumente, nicht für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Hoher Materialschutz
- Frei von oxidativen Zusätzen
- Korrosionsschutz für Instrumente und Trays aus Edelstahl

EAN: 4029577143442 / Materialnummer: 12186990 /  
 Alte Materialnummer: 66911202EU1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Entfernung von organischen Rückständen	•
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3 g/l (30 g/Zyklus)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	3 g/l (30 g/Zyklus)
pH-Wert bei 20 °C	12,0
Intensität der Verschmutzung	Stark
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat, nichtionische Tenside, Silikate
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270,00
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Phosphat, nichtionische Tenside, Silikate
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hoher Materialschutz vor Korrosion	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	268
Außenmaß, Nettobreite in mm	265
Außenmaß, Nettotiefe in mm	265
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Füllgewicht in g	10000
Bruttogewicht in kg	10
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•