


## APLW 630

### Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.



- Geeignet für die sichere Aufbereitung von 4 Lungenautomaten
- Mit Kleinteilkorb mit 4 farblich markierbaren Fächern
- Mit Druckluftanschluss und Druckluftindikator
- Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel m. Parker Rectus 25®)
- Einsetzbar in die Körbe APLW 152, APLW 107 und den Wagen E 975/2

EAN: 4002516707905 / Materialnummer: 12229980 /  
Alte Materialnummer: 69663000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Lungenautomaten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Schwarz, Edelstahl
Druckluftindikator	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
<b>Kapazität</b>	
Lungenautomaten [Anzahl]	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	255
Außenmaß, Bruttobreite in mm	265
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	5,55
Bruttogewicht in kg	6,01