

PKF-RO/1
 Aktivkohlefilter
 zum Schutz der Membranen von Umkehrosmose Anlagen.

EAN: 4002516691655 / Materialnummer: 12295400 / Alte Materialnummer: 67809802D



Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PTD 701	•
PTD 702	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	285
Nettogewicht in kg	0,49
Bruttogewicht in kg	0,58

- Beseitigt Geschmacks-, Geruchsstoffe, Trübungen und Chlor
- Durchflussbereich: 0 – 300 l/h
- Arbeitsdruck: 1 – 6 bar. Max. Druckabfall: 40 kPa
- Wassertemperatur: 4 – 35°C
- Maximale Standzeit: 1 Jahr oder nach Filterung von 40 m³ Wasser