

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml

zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.

EAN: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 / Alte Materialnummer: 66917701V1



- Effektives Hochkonzentrat für beste Reinigungsergebnisse
- Herausragende Lösekraft bei Öl- und Fettverschmutzungen
- Hohe Materialschonung
- Empfohlen für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Recycelbare Verpackung

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Trockner	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Klein-Sterilisatoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Groß-Sterilisatoren	•
Klein-Sterilisatoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Reinigung von Edelstahloberflächen	•
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	Sehr gut
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	Sehr gut
Entfernung von Stärkebelägen	•
Entfernung von Fett	Sehr gut
Entfernung von Öl	Sehr gut
Entfernung von Blut	Sehr gut
Entfernung von hartnäckigen oder angetrockneten Rückständen	•
Entfernung von Eiweiß	Sehr gut
Entfernung von Fett	•
Entfernung von Stärke	Sehr gut
Entfernung von Öl	•
Entfernung von Eiweiß	•
Entfernung von Blut	•
Entfernung von Nahrungsmittelresten	Sehr gut
Entfernung von hartnäckigen oder eingetrockneten Rückständen	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	10,8
Produkteigenschaften	
Medienart	Edelstahlreiniger
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Glykolethern, Komplexbildner (ohne Phosphat), Lösevermittler, anionische Tenside, nichtionische Tenside
Minimale Lagertemperatur in °C	5

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 500 ml

zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.



EAN: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 / Alte Materialnummer: 66917701V1

Maximale Lagertemperatur in °C	25
Gutes Reinigungsvermögen	•
Frei von Phosphaten	•
Frei von Phosphorverbindungen	•
Frei von Silikaten	•
Hohe Materialschonung	•
Tensidhaltiger Intensivreiniger	•
Stark emulgierende und dispergierende Wirkung	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	51,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Edelstahlreiniger
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Edelstahl	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Frei von Phosphaten	•
Frei von Silikaten	•
Hohe Materialschonung	•
Tensidhaltiger Intensivreiniger	•
Stark emulgierende und dispergierende Wirkung	•
Frei von Phosphorverbindungen	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	270
Außenmaß, Nettobreite in mm	93
Außenmaß, Nettotiefe in mm	51
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	93
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	51
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	500
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
EU Ecolabel	•
Prüfnummern	
EU Ecolabel: DE/020/507	•