

ProCare Tex 10 W - 20 l

Wollwaschmittel, Flüssigkonzentrat, schwach sauer, 20 l zur maschinellen Reinigung von Wolle.



- Zur Anwendung in Miele Professional Waschmaschinen
- Beugt Verfilzen von Wolle vor
- Vermeidet Farbübertragungen
- Verhindert die Rückvergrauung

EAN: 4002516732440 / Materialnummer: 12338960 / Alte Materialnummer: 59706301V1

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekraft von Schmutz	Sehr gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	5,0
Dosierung	
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Verwendung	
Selbstbedienungs-Systeme	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Wollwaschmittel
Alkalität	Sauer
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Duftstoffe, Tenside
Biologisch abbaubar	•
Besonders wirkungsvoll im Niedrigtemperaturbereich	•
Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	1,03
Frei von Mikroplastik	•
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	385
Außenmaß, Nettobreite in mm	258
Außenmaß, Nettotiefe in mm	294
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	378
Außenmaß, Bruttobreite in mm	256
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	288
Bruttogewicht in kg	21,46 kg
Füllmenge in ml	20000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•